







レッツ スタート!

プラスチックのつちに玉をつめ、おしぼうを使って、玉を飛ばしてみましょう。

つちに玉をつめて、飛ばしてみよう。

おしぼう(木のぼう) 輪ゴムをまく。 飛ばうポリエチレンの玉

プラスチックのつち

玉を飛ばすときは、おしぼうを持った手がつちに当たらないように、輪ゴムの手前を握つ、玉を、人やまなどに向けて飛ばさない。

玉を飛ばすには、おしぼうを強くおし出すと、飛ばすことができます。

玉を1こつめて、おしぼうで強くおし出すと、飛ばすことができます。

玉を、前と後ろに2こつめて飛ばす方法があります。生活科で、これおもしろやつちったことがあります。

玉が1このときと2このときは、玉の飛び方に、ちがいがあるといしょうか。

問題をつかもう

プラスチックのつちに玉の飛び方について、グループを話し合おう。

理科のミカタ

玉が1このときと2このときの玉の飛び方をくらべてみよう。

学んだことを使おう

くらしとしこめた空気を利用した物には、どんな物があるかな。

009733

空気と水 PC ベーシック型

空気と水の基本実験セット!

ArTet®

8041261 X1226

紙袋

4 521718 097336

MADE IN CHINA

大型スポンジ付

透明で丈夫なポリカーボネート製

水でっぼう

空気でっぼう

つばの位置を調整できる

簡単組み替え!

簡単組み立てで、すぐの実験可能!

セット内容

筒	玉 (青・赤・黄)	袋留め	つば	マーカー
押し棒	キャップ	大型スポンジ		

大型キャップで安定感バツグン!

ワンタッチ袋留め付!

ジャガイモ玉作り

まとあてゲーム

株式会社アーテック

お客様相談窓口 TEL 072-990-5656

この商品は学校の教材用に作られています。必ず先生が適切な指導のもとで使用してください。























